

FUSSPFLEGE TECHNICAL SUPPORT CATALOGUE

フスフレーゲ カタログ Vol.7



在日ドイツ商工会議所後援

Fuss und Schuh Institut

フスフレーゲお客様チェア
ポドベーシックPLS

Fusspflegestuhl PLS PODO BASIC

昇降・傾斜電動モーター搭載、フットスイッチ
100～110V／50-60Hz
外寸W×D×H 68×200×124cm(フットレスト最大高)
座高49,5-84cm 全長max.200cm
約87kg ホワイト

FMMPLS Podo Basic



フスフレーガーチェア
Arbeitsstuhl

マニュアルシート・
バックアジャストメント
ホワイト

FMM42509



フスフレーゲ テーブル ランプLED
& ランプホルダー (拡大鏡付き)

Eschenbach LED ring magnifying lamp
& Lamp holder universal

100-240V／50-60Hz

FMG302170600

ランプ

FMG701506503

ホルダー



フスフレーゲテーブル
AT/NTクリーン

GERLACH AT/NT clean
UV cabinet

テーブル搭載UVランプ 1×15Watt
200V／50-60Hz
ハンドピースホルダー付き
W×D×H 62,5×48×74cm
※フスフレーゲモーターは含まれておりません。

FMG301877751

フスフレーゲテーブルAT/NTクリーン



フスフレーゲテーブルAT/NTクリーンCabinetColor



ストーングレイ グレイブラウン アイスホワイト

フスフレーゲテーブル
SMALL

GERLACH SMALL
foot care cabinet set

ハンドピースホルダー付き
W×D×H 49,5×49×76cm
※フスフレーゲモーターは含まれておりません。

FMG301877620

フスフレーゲテーブルSMALL



※写真のフスフレーゲモーターは
SIRIUS NT MICROではありません。

フスフレーゲテーブルSMALL一式CabinetColor



グレイメタリック アストラルシルバー

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

**フスフレーゲモーター
SIRIUS NT MICRO**
Fusspflegegraet SIRIUS NT MICRO

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 28×28×11.5cm
FMG304205512 タンク容量:500ml



※写真はイメージです。上記以外の付属品は含まれておりません。

**フスフレーゲモーター専用ケース
(シリウス用)**

Fusspflegekoffer SIRIUS NT MICRO
W×D×H 41×45×16cm
4.7kg
FMG303106400



**フスフレーゲモーター
NEPTUN NT MICRO**
Fusspflegegraet NEPTUN NT MICRO

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 35×15×14cm
プラチナシルバーのみ
FMG304206401 タンク容量:250ml



コッファールランプ (LED) (ネプチューン用)
LED Koffer lampe f, NEPTUN

FMG302181203

**フスフレーゲモーター専用ケース
(ネプチューン用)**

Fusspflegekoffer NEPTUN NT MICRO
W×D×H 455×385×163mm 2.7kg
FMG303106700



ライトはON/OFF切り替え可能

※写真はイメージです。
上記以外の付属品は含まれておりません。



ライトはON/OFF切り替え可能

**フットスイッチ
Foot switch**

シリウス、ネプチューン共通

FMG304204317



**吸塵式フスフレーゲモーター
MASTERMOBILE VACUUM**
Fusspflegegraet MASTERMOBILE VACUUM

110-240V / 50-60Hz
W×D×H 16×22×20.5cm 2.7kg
FMN9120.1



ハンドピース：
洗浄、消毒、オートクレーブが可能。



ダストバックが本体前面に
あり交換が簡単。



※写真はイメージです。
上記以外の付属品は含まれておりません。

別売:専用バッグ



FMN39000.2

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

乾燥機能付き高圧蒸気滅菌器
HE150

簡単操作で滅菌温度と乾燥時間を設定。スタートキーだけの全自動タイプ。スライドドアでらくらく開閉。
滅菌温度 121℃/132℃
100V 650W 6.5A
外寸W×D×H 32,8×42,8×28,5cm
内寸直径×D 15×27cm(4.7L) 14kg
乾燥方式 フルオート(開始～終了まで)

FMJHE-150



二段トレイセット
別売り



圧力計

コンセントは
アース付3P15Aを
ご使用ください。

132℃スタートキー

121℃スタートキー

各工程ランプ

乾燥タイマー

ストップキー

電源スイッチ

超音波洗浄器 PR01
Ultraschall-Reinigungsgerat
GERLACH PODO Med1

分量5%の消毒液を入れて水をはり、器具を洗浄消毒します。

230V／50-60Hz 別途変圧器要

FMG314109760



フットバス容器セット
Fahrbare Fussbadewanne

4キャスターのうち、2キャスターにストッパー付。

W×D×H 38×38×14cm

FTG301930300



超音波洗浄器用消毒液
Stammopur DR 8

超音波洗浄器に5%の濃度に希釈して使用。器具を消毒します。

FDG314104101

2L



スプレーゼーグ
Spray Loesung

フスフレーゲモーター用スプレー液。

FCG314191399

5L




※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

フレーザー ダイヤモンドタイプ
Fraeser diamond

胼胝・鶏眼のケアに使用。
ソフトなケアが可能。
鶏眼の大きさ・深さなどにより
使い分ける。




801 010




801 014




801 016



801 018



801 023



801 029



801 035



胼胝・鶏眼のケアに使用。

369 080



830 070



880 014



894 060



893 060




側線・爪溝の角質ケアに使用。

850 016



850 023



860 012



860 016



862 014




862 018




爪を短くする時、
爪表のケア等を使用。


835 021




836 014




836 027



840 055



841 035



845 010



847 014



847 018



854 033



855 025



皮膚の表面、
胼胝・角質層のケアに使用。



5405 090



FFB5405090

5405 115



FFB5405115

ツイスタータイプ。
胼胝・角質層のケアに使用。



DT4880 100




FFBDT4880100

DT4880 120



FFBDT4880120

DT5880 095



FFBDT5880095

DT5880 115



FFBDT5880115

フレーザー ステンレスタイプ
Fraeser stainless

胼胝・鶏眼のケアに使用。
鶏眼の形状により使い分ける。



1RS 012



FFB1RS012

1RS 016



FFB1RS016



11RS 009



FFB11RS009

11RS 012



FFB11RS012

11RS 016



FFB11RS016

11RS 021



FFB11RS021

11RS 023



FFB11RS023

鶏眼・角質部位の
ケアに使用。



81RS 050



FFB81RS050



84RS 040



FFB84RS040

84RS 050



FFB84RS050

84RS 070



FFB84RS070




91RS 050



FFB91RS050

鶏眼・角質部位の
ケアに使用。



82RS 060




FFB82RS060

82RS 070



FFB82RS070

肥厚した爪、
凹凸面の爪のケアに使用。



82RS 040



FFB82RS040



85RS 050



FFB85RS050



95RS 050



FFB95RS050

95RS 070



FFB95RS070

爪溝などの
ケアに使用。



39RS 009



FFB39RS009

39RS 012



FFB39RS012



407RS 012



FFB407RS012

鶏眼のケア用。



224RS 018



FFB224RS018

224RS 023



FFB224RS023

フレーザー ポリッシュ
Fraeser polish

エクストラファイン
ダイヤモンドタイプ。
デリケートな爪のケアに使用。
ナーゲルプロテゼの
仕上げにも使用。

840EF 055



FFB840EF055

ファインダイヤモンドタイプ。
デリケートな爪のケアに使用。

8854 033



FFB8854033

8850 016



FFB8850016

シリコンタイプ。(カーキ色)
ポリッシング時に使用。

9622 100



FFB9622100

9624 065



FFB9624065

ファイレタイプ。(灰色)
爪を滑らかに整える。

9626 100



FFB9626100

9628 065



FFB9628065

ヤギ毛ブラシタイプ。



9738 220




FFB9738220

フレーザー ハードメタルタイプ
Fraeser hartmetall



鶏眼・角質部位のケアに使用。


421GQSR 060



FFB421GQSR060


肥厚した爪、凹凸面の爪の
ケアに使用。

424GQSR 040



FFB424GQSR040


424GQSR 060



FFB424GQSR060

皮膚の表面、胼胝・角質層の
ケアに使用。

426GQSR 060



FFB426GQSR060




肥厚した爪、凹凸面の爪の
ケアに使用。
(GQSRシリーズよりもソフトな
ケアが可能)

424FX 040




FFB424FX040

424FX 060



FFB424FX060

425FX 040



FFB425FX040

425FX 060




FFB425FX060




側線、爪溝の角質ケアに使用。

M426X 016




M426X016

M426X 023



M426X023

M433X 016




M433X016

M433X 023



M433X023

426X 023



426X023

お勧めのフレーザー13種基本セット一覧

801 035



830 070



850 016



840 055



841 035



854 033



5405 090



DT4880 100



11RS 012



84RS 040



82RS 040



9624 065



9628 065



フレーザー立て
(超音波/オートクレーブ対応)
PODO Steri-safe Maxi Inkl. HPL805

フレーザー24本可能。
W×D×H(箱) 10×8×5cm

FTB5772+HPL



※フレーザーの軸径は2.35mmです。 ※シルエットは原寸です。 ■ は、基本セットとしてお勧めのフレーザーです。

ハイブリッド
ツイスタータイプ
Hybrid twister

角質ケア用。ダイヤモンド&
セラミック粒子でより速くよ
り滑らかにケアできる。



HT6880 100 粗目
形状はDT4880 100と同様
(F-4ページ参照)



HT880 095 中粗目
形状はDT5880 095と同様
(F-4ページ参照)



HT8880 095 細目
形状はDT5880 095と同様
(F-4ページ参照)

トップグリップタイプ
Top grip

ネイルケア用(ダイヤモンド
タイプ)。トップ面のみに
粒子がついているので、
爪周りの皮膚を傷める心
配がない。
粒子の粗さは2段階(中
粗目と細目)。



828T 065

中粗目 最大径6.5mm



840T 050

中粗目 最大径5mm

サイドグリップタイプ
Side grip

角質ケア用(ダイヤモンド
タイプ)。サイド面のみに
粒子がついているので、
爪を削ることなく爪周りの
皮膚をケアできる。
粒子の粗さは2段階(中
粗目と細目)。



G805S 065

中粗目 最大径6.5mm



G854S 033

中粗目 最大径3.3mm

KRバージョンタイプ
KR version

ネイル・角質ケア用(ダイ
アモンドタイプ)。角が丸い
のが特徴。穏やかで滑ら
かにケアできる。
粒子の粗さは2段階(中
粗目と細目)。



854KR 033

中粗目

形状は854 033と同様

(F-4ページ参照)



8854KR 033

細目

形状は854 033と同様

(F-4ページ参照)

ケラタイプ
Kera

優れた破壊靱性と硬度を
持つ、高性能セラミック材
製。25%軽量化され金属
製とは異なる使用感で金
属アレルギーの方にも安
心。肥厚した爪、ジェルやア
クリルに対しても適している。



K425×060

形状は425 FX060と同様

(F-6ページ参照)



K424GQSR060

形状は424 GQSR060と同様

(F-6ページ参照)



K429SPEED060

最大径6mm

ネイルニッパー
Nail nipper
基本となる爪切り用ニッパー。
11.5cm、17mm刃。
FICL5201.4
CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper
13cm、17mm刃。
FIG309186000 **AEBSULAP** HF479
FIM2117 **FSI**



ネイルニッパー
Nail nipper
基本となる爪切り用ニッパー。
刃が真っ直ぐストレートな形状です。
中 11.5cm、16mm刃。
FICL5201.6
CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper
11.5cm、13mm刃。
FIG309187900 **AEBSULAP** HF476



角切ニッパー(巻爪用)
Corner Nail nipper
刃の部分が通常のニッパーよりも薄く、細く加工されており
巻爪のケアに最適です。厚く硬い爪には適しておらず、
通常の爪切りには使用しないで下さい。
10cm、13mm刃。
FICL5201.2
CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper
11.5cm、13.5mm刃。
FIG309185100 **AEBSULAP** G490
FIM2132 **FSI**



キューティクル(スキン)ニッパー
Cuticle nipper
爪周り、胼胝、鶏眼、角質ケア用。
10cm、6mm刃。
FICL5202.3
CLAUBERG



ネイルニッパー
Nail nipper
10cm、11mm刃。
FIG309185000 **AEBSULAP** G491
FIM2131 **FSI**



キューティクルニッパー
Cuticle nipper
10cm、7mm刃。
FIG309166200 **AEBSULAP** HF460
FIM2114 **FSI**



ネイルニッパー
Nail nipper
15cm、18mm刃。
FIM2119 **FSI**



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

スプーン付ドッペルゾンデ Löffel doppelt

FIG312143800 17cm



ドッペルゾンデ Tamponstopfer

FIG312172000 17cm



クレド Credo

専用刃を装着し、肥厚した胼胝・鶏眼のケアに使用する。

FIC001240

クレド替刃プロフィ Ersatzklingen Profi

プロフェッショナルタイプ。100枚入。

FIC002420

クレド替刃 (オレンジケース) Ersatzklingen

ノーマルタイプ。100枚入。

FIC002513

クレド替刃プロフィ



クレド替刃
(オレンジケース)



クレド

ガラス製爪やすり Glass nailfile

使用後は水洗、オートクレーブ滅菌可能。

FIC21012 マニキュアガラスネイルファイル
FIC21210 ペディキュアガラスネイルファイル

マニキュア
ガラスネイルファイル
長さ:14cm



ペディキュア
ガラスネイルファイル
長さ:20cm

角質用ファイル Callus file

かかとの角質や胼胝のケアに使用。

FTG312230501 長さ 27cm



フットファイル (デュオソフト) Foot file Duosoft

ヤスリ裏側の粘着テープにより取り換え可能。

1本に2種 (粗目・細目) のヤスリ付き。

FIC003812



フットファイル (デュオソフト) 用レフィル Foot file Duosoft refills

フットファイル (デュオソフト) 用取り換えヤスリ。

ヤスリ裏側の粘着テープにより取り換え可能。

FIC003451 (粗目) 25枚入
FIC003450 (細目) 25枚入



保護メガネ Safety glasses

FTJSN735PET-AF
クリア



保護メガネ Safety glasses

メガネ着用時の装着も可能な
ワイドタイプ。

FTJN0331



ラテックス手袋 Latex gloves

パウダーフリー。100枚入。両手使用で
50回分。サイズをお選び下さい。

FAJG05V SSサイズ
FAJG05V Lサイズ
FAJG05V Mサイズ
FAJG05V Sサイズ



コットンテープ Vliesstoff-Binden

10巻入。

FAG316402300 1.4cm×10m



フスフレーゲ用カルテ Karte

FSI仕様。100枚入。顧客管理に最
適です。

FTJ100



プラスチック製ファイル Plastik-Datei

研磨面の粗さ:80/120

FTR8261 長さ24cm・幅6cm・厚6mm



金ブラシ Messing-Schiebe-Buerste

フレーザーの汚れを落とします。


FTR2342



ナイロンブラシ Fraeser-Buerste aus Nylon

フレーザーの汚れを落とします。

FTR2344



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

ポリマーゲルパッド サンプルボックス No.1
Polymer-Gel-Sortimentsbox No.1

角質・タコ・魚の目・外反母趾・靴擦れなど痛みの原因となる
衝撃や摩擦の緩和に有効です。

FPG315203712	7種類入
--------------	------



トウプロテクションリング
極小・小・中：各6個
大：2個



トウセパレーター
小・中・大：各3個



矯正リング
8個



トウスプレッター
小・中・大：各2個



魚の目保護リング
8個



ハンマートウパッド
右用・左用：各1個



トウキャップ
極小・小・中：各3個

ポリマーゲルパッド サンプルボックス No.2
Polymer-Gel-Sortimentsbox No.2

FPG315203750	3種類入
--------------	------



バニオンパッド(小趾用)
2個



バニオンパッド(母趾用)
2個



足底パッド
小・大：各1ペア



踵パッド
小・中：各1ペア

ポリマーゲルパッド 袋入り
Polymer-Gel-Taschen

FPG315252400	トウプロテクションリング(極小)18mm	12個入
FPG315252500	トウプロテクションリング(小)25mm	12個入
FPG315252600	トウプロテクションリング(中)30mm	12個入
FPG315252700	トウプロテクションリング(大)36mm	12個入
FPG315252800	トウセパレーター(小)	15個入
FPG315252900	トウセパレーター(中)	15個入
FPG315253000	トウセパレーター(大)	15個入
FPG315250100	ジェル矯正リング	12個入
FPG315251200	トウスプレッター(小)	4個入
FPG315251300	トウスプレッター(中)	4個入
FPG315251400	トウスプレッター(大)	4個入
FPG315252200	魚の目保護リング	12個入








FPG315251500	ハンマートウパッド(右用)	2個入
FPG315251600	ハンマートウパッド(左用)	2個入
FPG315253500	トウキャップ(極小)	6個入
FPG315250300	トウキャップ(小)	6個入
FPG315250200	トウキャップ(中)	6個入
FPG315253600	バニオンパッド(小趾用)	2個入
FPG315250000	バニオンパッド(母趾用)	2個入
FPG315250400	ジェル足底パッド(小)	1ペア入
FPG315252100	ジェル足底パッド(大)	1ペア入
FPG315253300	踵パッド(小)	1ペア入
FPG315253400	踵パッド(中)	1ペア入



FPG315251400 トウスプレッター(大)4個入→

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

ポリマージェルパッド:サイズ表

トウプロテクションリング <table><tr><td>極小</td><td>A18mm・B18mm・C3mm</td></tr><tr><td>小</td><td>A25mm・B25mm・C2mm</td></tr><tr><td>中</td><td>A30mm・B30mm・C3mm</td></tr><tr><td>大</td><td>A36mm・B30mm・C3mm</td></tr></table> 	極小	A18mm・B18mm・C3mm	小	A25mm・B25mm・C2mm	中	A30mm・B30mm・C3mm	大	A36mm・B30mm・C3mm	トウセパレーター <table><tr><td>小</td><td>A15mm・B23mm・C5mm</td></tr><tr><td>中</td><td>A23mm・B28mm・C7mm</td></tr><tr><td>大</td><td>A30mm・B35mm・C7mm</td></tr></table> 	小	A15mm・B23mm・C5mm	中	A23mm・B28mm・C7mm	大	A30mm・B35mm・C7mm
極小	A18mm・B18mm・C3mm														
小	A25mm・B25mm・C2mm														
中	A30mm・B30mm・C3mm														
大	A36mm・B30mm・C3mm														
小	A15mm・B23mm・C5mm														
中	A23mm・B28mm・C7mm														
大	A30mm・B35mm・C7mm														
矯正リング <table><tr><td></td><td>A25mm・B25mm・C4mm</td></tr></table> 		A25mm・B25mm・C4mm	トウスプレッター <table><tr><td>小</td><td>A29mm・B24mm・C20mm</td></tr><tr><td>中</td><td>A34mm・B26mm・C24mm</td></tr><tr><td>大</td><td>A36mm・B30mm・C30mm</td></tr></table> 	小	A29mm・B24mm・C20mm	中	A34mm・B26mm・C24mm	大	A36mm・B30mm・C30mm						
	A25mm・B25mm・C4mm														
小	A29mm・B24mm・C20mm														
中	A34mm・B26mm・C24mm														
大	A36mm・B30mm・C30mm														
魚の目保護リング <table><tr><td></td><td>A20mm・B15mm・C8mm</td></tr></table> 		A20mm・B15mm・C8mm	ハンマートウパッド <table><tr><td></td><td>A20mm・B66mm・C10mm</td></tr></table> 		A20mm・B66mm・C10mm										
	A20mm・B15mm・C8mm														
	A20mm・B66mm・C10mm														
トウキャップ <table><tr><td>極小</td><td>A34mm・B20mm・C3mm</td></tr><tr><td>小</td><td>A40mm・B25mm・C3mm</td></tr><tr><td>中</td><td>A45mm・B30mm・C3mm</td></tr></table> 	極小	A34mm・B20mm・C3mm	小	A40mm・B25mm・C3mm	中	A45mm・B30mm・C3mm	バニオンパッド (母趾用) <table><tr><td></td><td>A55mm・B48mm・C3mm</td></tr></table> バニオンパッド (小趾用) <table><tr><td></td><td>A60mm・B40mm・C3mm</td></tr></table> 		A55mm・B48mm・C3mm		A60mm・B40mm・C3mm				
極小	A34mm・B20mm・C3mm														
小	A40mm・B25mm・C3mm														
中	A45mm・B30mm・C3mm														
	A55mm・B48mm・C3mm														
	A60mm・B40mm・C3mm														
足底パッド <table><tr><td>小</td><td>A55mm・B80mm・C3mm</td></tr><tr><td>大</td><td>A65mm・B95mm・C3mm</td></tr></table> 	小	A55mm・B80mm・C3mm	大	A65mm・B95mm・C3mm	踵パッド <table><tr><td>小</td><td>A100mm・B60mm・C19mm</td></tr><tr><td>中</td><td>A110mm・B70mm・C21mm</td></tr></table> 	小	A100mm・B60mm・C19mm	中	A110mm・B70mm・C21mm						
小	A55mm・B80mm・C3mm														
大	A65mm・B95mm・C3mm														
小	A100mm・B60mm・C19mm														
中	A110mm・B70mm・C21mm														

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

エラスティックフットカバー付足底パッド
Vorfußpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、前足部の圧や負担をやわらげます。
柔らかく弾性力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。
サイズは中と大の2サイズ、裏返すことで左右どちらにも使用できます。

FPG102681400	中	左右兼用
FPG102681500	大	左右兼用

個数:1個(箱入り)



エラスティックフットカバー付足底バニオンパッド
Vorfuß-und Ballenpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、前足部から母趾にかけて
広いエリアでの圧や負担をやわらげます。柔らかく弾性力のある素材で足に固定する
ので、正しいポジションに保ちます。
サイズは中と大の2サイズ、裏返すことで左右どちらにも使用できます。

FPG102681700	中	左右兼用
FPG102681800	大	左右兼用

個数:1個(箱入り)



フットカバー付足底パッド
Vorfußpolster mit Bandage

内包されているポリマーゲルパッドにより、前足部の圧や負担をやわらげます。伸縮性
のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ち、スポーツ時にも適しています。
サイズは中と大の2サイズです。

FPG102681200	右中	FPG102681300	右大
FPG102681201	左中	FPG102681301	左大

個数:1個(箱入り)



エラスティックフットカバー付バニオンパッド
Ballenpolster mit Elastikbinde

内包されているポリマーゲルパッドによって、母趾にかかる圧や負担をやわらげます。
柔らかく弾性力のある素材で足に固定するので、正しいポジションに保ちます。
サイズは1サイズ、左右どちらにも使用できます。

FPG102681600	左右兼用
--------------	------

個数:1個(箱入り)



トウスプレッター付バニオンパッド
Ballenpolster mit Zehenteiler

ポリマーゲルパッドは1趾と2趾が重なり合うのを防ぎ、母趾にかかる圧や負担を
やわらげます。サイズは1サイズ、左右どちらにも使用できます。

FPG102681100	左右兼用
--------------	------

個数:1個(箱入り)



エルコトン20
Erkoton 20

高い弾力性・破断強度をもつシリコン剤。
圧軽減・矯正趾間装具、足趾の義肢などに適応。
エルコトン:硬化剤=1:1。硬度20°

OCE413820	200ml
-----------	-------

エルコトン30
Erkoton 30

エルコトン:硬化剤=1:1。硬度30°

OCE413830	200ml
-----------	-------



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

ポドフィックス コンプリート セット
Podofix komplett Set

3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
ワイヤー内蔵樹脂プレートを接着剤
で爪に固定、ワイヤーを巻き上げる
ことで適切なケアを実現できる
「新しい巻き爪ケアの手法」です。
施術に必要な器具と材料が
すべてセットされています。



FP37500

ポドフィックス シュバング(S×4個/M×8個/L×4個)、拭浄用アルコール綿、
巻き上げフック、切断用ニッパー、接着剤(7ml)、ペディジェルセット

コンビペド コンプリート セット
Combiped komplett Set



3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
シュバング(ワイヤー付き樹脂プレー)を
片側は爪溝に掛け、反対側は接着剤
で爪に固定します。
ワイヤーの張力で適切なケアを実現
できる「新しい巻き爪ケアの手法」です。
施術に必要な器具と材料が
すべてセットされています。

FP36500

コンビペド シュバング(ソフト3本・ミドル6本・ハード3本)、
接着剤(7ml)、拭浄用アルコール綿、ワイヤー形成ニッパー、
ワイヤー固定ブライヤー、切断用ニッパー、サンドペーパー

ポドストライプ コンプリート セット
Podostrip komplett Set

ドイツ3TO社が開発した巻き爪ケア用品。
プラスチックプレートの伸縮性
(最大1.3~2.7mm)により、爪に
緩やかな屈曲作用を継続的に発揮。
3TO(VHO)施術後の
再発予防にも適します。
施術に必要な器具と材料
がすべてセットされて
います。



FP33500

ポドストライプ(S・M・L各6本)
ニッパー、接着剤7ml

ブレースサイズ
S:13mm・M:16mm・L:19mm

接着剤
Adhesive

ポドフィックス・コンビペド
ポドストライプ共通

FP37800 7ml



ナーゲルマッセ
Nagelmasse

部分的に欠損した爪の保護、タンポナーデ
の固定に最適です。UVライト不要、
混ぜる必要もなく使用できます。

FNG112520100 15ml チューブ入



ネイルジェル
Nail repair Gel

UVランプ(LED)使用で硬化(2cm程
離し30秒照射)※ペディジェル専用
ペン型UVランプでは硬化しません。

FNG102532506	クリア
FNG102532505	ローザ
FNG102532504	オパール



ペディジェルセット
Pide Gel Set

ペディジェル専用ペン型UVランプ。
5mm程離し30秒照射で硬化。

FP38500	3点セット
FP38600	ペディジェル(4g)
FP38700	ペン型UVランプ
FP38800	ペディジェル塗布用ヘラ



ペディジェル硬化用紫外線ランプ
(ペン型UVランプ)

UVランプ(LED)
UV Lamp

ジェルから2cm程離して照射、約1分で硬化。
ネイルジェル各色・ペディジェルに対応しています。

FTG302181302 12.8×1.5cm



(電池別売り)

※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

フスバルザム
Fussbalsam

足用スキンケアクリーム。足の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうおいを保ち整えます。

FCR80002	100ml
FCR80000	30ml



カミレン60ハイドロクリーム
Camillen60 Hydro Creme

足用保湿クリーム。乾燥してうるこ状になった皮膚、特に肘や手、脚に効果的なモイスチャライザです。

FCR80852	100ml
FCR80851	30ml



カミレン60フスバルザム アクティブ
Camillen60 Fussbalsam Aktiv

足用保湿クリーム。セイヨウトチノキ種子エキス(マロニエエキス)配合で保湿・肌の再生をサポートします。

FCR80092	100ml
FCR80091	30ml



カミレン60フスローション ブルー
Camillen60 Fusslotion Blue

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(ブルーベリー・海藻エキス)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80435	100ml
----------	-------



カミレン60フスバルザム フレッシュ
Camillen60 Fussbalsam Frisch

足用保湿クリーム。ライム・アルガンオイル配合で心地よく涼やかな使用感です。

FCR80072	100ml
FCR80071	30ml



カミレン60フスローション グリーン
Camillen60 Fusslotion Green

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(キウイ・レモンバーム)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80445	100ml
----------	-------



フスバルザムローション
Fussbalsam Lotion

足用スキンケアローション。足の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうおいを保ち整えます。

FCR9010	1L
---------	----

クリーム用ポンプ
Pump head

1L容器専用。

FTR9021



カミレン60フスローション オレンジ
Camillen60 Fusslotion Orange

ヒアルロン酸、パンテノール、植物由来成分配合(オレンジオイル・パパイアエキス)の足用保湿ローション。みずみずしい乳液状で、伸びがよく足の皮膚を心地よく柔らかくします。

FCR80465	100ml
----------	-------



ボディ&フットパウダー
Body&FootPowder

皮膚にやさしいパウダーが体と足の肌荒れを防ぎます。

FCR8065	100g
---------	------



シュルンデンクリーム
Schrundencreme

スキンケアクリーム。肌の角質層に保湿成分がすばやくしみこみ、肌のうおいを保ち整えます。

FCR8080	50ml
FCR80801	チューブ 30ml



カミレン60フスバッド
Camillen60 Fussbad

フットバス用浴用剤。カミツレ花エキス配合。優しく洗い流し疲れた足をリフレッシュします。

FCR9035	1000ml
---------	--------

クリーム用ポンプ
Pump head

1L容器専用。

FTR9021



フデスクリーム
Fudes Creme

足のつま先ケアクリーム。カモミールオイル、ツボクサエキスがつま先の肌や爪を整え、健やかに保ちます。

FCR8078	30ml
---------	------



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

バランス シリーズ

乾燥や刺激、頻繁な洗浄などで日々ストレスを受けている肌に、プロバイオティクスケア。皮膚のバリア機能を高め、外部の影響を受けにくい肌に整えます。

ゲーボル バランス
フットクリーム
GEHWOL balance
Foot Cream

FCG112330504
75ml



ゲーボル バランス
レッグ&フットローション
GEHWOL balance
Leg & Foot Lotion

FCG112320504
75ml



ゲルラサン バランス
ハンドクリーム
GERLASAN balance
Hand Cream

FCG215030304
50ml



ゲーボル フスクラフト ソフトフィート
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet

足用スキンケアクリーム。
ミルクと蜂蜜の成分が柔ら
かで、ミルクのような
滑らかな肌に整えます。

FCG111240703
125ml



ゲーボル
フスクラフト ソフトフィート フォーム
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Foam

足用スキンケアクリーム。
肌に素早く吸収され、ベタつかず
心地よい肌感を残します。
フルーティーでフレッシュな香り。

FCG111280704
125ml



ゲーボル
フスクラフト ソフトフィート ローション
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Lotion

足用スキンケアクリーム。
白睡蓮抽出成分が皮膚の
保湿力を高めます。
脚全体にお使い下さい。

FCG1112507
125ml



ゲーボル フスクラフト ソフトフィート
ピーリング
GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet Peeling

足用スクラブ。
天然の竹粒子とホホバオイル
が穏やかに角質を取り除き、
皮膚を滑らかにします。

FCG101120700
125ml



カミレン60 ローションA&O
Camillen60 LotionA&O

足用スキンケアクリーム。
みずみずしい乳液状で
伸びがよく、足の皮膚を
心地よく柔らかくします。

FCR8017.2	100ml
FCR8017.1	30ml



カミレン60 ジェルA&O
Camillen60 GelA&O

足用スクラブ。
フスフレーゲの仕上げとして
お使いいただく効果的です。
オリーブ種子と
天然ヘチマスポンジの種子が、
優しく角質を取り除きます。

FCR8016.2	100ml
FCR8016.1	30ml



ゲーボル フスクラフト ソフトフィート バター
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter

高品質成分とフルーティーな香りで、足を集中ケア。
シアバターが肌のバリア機能をサポートします。

FCG111290604	100ml
--------------	-------



ゲーボル フスクラフト ハーバルバス
GEHWOL FUSSKRAFT Herbal Bath

フットバス用浴用剤
配合成分の尿素が角質を柔らかくし、
フットケアの効果を高めます。

FCG111151603	400g 箱入り
FCG111151303	5kg パケツ入り



カミレン60 ネイルオイル
Camillen60 Nail Oil

爪・甘皮ケア用オイル。
甘皮に潤いを与え、爪を優しく
いたわりながら、しっとり保ちます。

FCR8076	20ml
---------	------



カミレン60 ネイルソフトナー
Camillen60 Nail Softner

爪周りの皮膚や爪のケア溶液。
優しく角質や爪を柔らかくし、
巻き爪からの不快感を和らげます。

FCR8075	20ml
---------	------



カミレン60
キューティクルクリーム
Camillen60 Cuticle Cream

爪周りの皮膚や甘皮を保湿して、
トリートメントするクリーム。

FCR8074	30ml
---------	------



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

アルプレザン 2・3

Allpresan

泡状スキンケア保湿フォーム(乾燥肌用)
尿素配合。香料、合成保存料無使用。

アルプレザン 2

FCA101112	125ml
-----------	-------

アルプレザン 3

FCA101124	125ml
-----------	-------



アルプレザン2 アルプレザン3

ゲーボル クリーナー

GEHWOL Nail repair Cleaner

ネイルジェルやペディジェル使用前の
爪表面の洗浄および脱脂に使用します。
器具やブラシの洗浄にも使用できます。

FCG 102530800	150ml
---------------	-------



バキロールAF

Bacillol AF

器具・機器用消毒スプレー。キャビン、チェ
アーおよび床面等の消毒に使用。ホルム
アルデヒドフリー。ポンプ別売。

FDG314151400	1L
--------------	----

スプレー用ポンプ
(バキロール用)

Spray head for Bacillol

1L容器専用スプレーポンプ。

FDG730100000



スーパーミル88

Super Mill 88

血液や体液などのタンパク質を分解
するタンパク失活除菌剤。

FCJSM881005	500ml入スプレー (希釈済)ポンプ付き
FCJSM881010	1Lポリ容器(要20倍希釈)



ゲーボルローション

Gehwol Lotion

足用化粧洗浄液。適量を取り、皮膚に塗
布して洗浄します。ポンプ別売。

FCG101061100	500ml
--------------	-------

ゲーボル用スプレーポンプ

Pump head

FDG730040100



プロントマンスプレー

ProntoMan Spray

足用清浄液。硬くなった皮膚や角質を柔
らかくします。刺激がなく、穏やかな使い
心地です。

フスフレーゲ前に使用する時は、足全体
にスプレーし、2分後ケアを始めます。

FCPMP430075	75ml
FCPMP430250	250ml



※写真はイメージです。一部仕様が異なることがあります。

靴、室内履き Footwear

ハウスミュール ミツル

インソール対応室内履き

- アッパー: ストレッチ素材
- ソール: 合皮
- カラー: ブラック、ブルー
- サイズ: 35~42(フレンチ)
- 幅: H

- ★インソール取り外し可能
- ★外反母趾、扁平足、開張足

302020

Ladies' & Men's



特許取得

NEW

マジックテープ



FUSS UND SCHUH
INSTITUT
フスフレーゲ・シュー・インスティテュート
Good First & Nice Happy Life
よい足、よい靴、楽しいくらし

バン産商株式会社
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-7
TEL 03-3843-6561 / FAX 03-3843-6562
http://www.vansan.co.jp
fsig@fuss-und-schuh.co.jp

