


Medical Comfort Shoes Catalog

足のトラブルを軽減・保護するシューズ
メディカル シューズ プログラム 2022-23



Good Foot & Shoe, Happy Life
VAN SAN-SHO, INC.

保存的治療と靴。

ガンターセンシティブは外反母趾、関節リウマチ、糖尿病足の方にも有用な保存的治療に適応するシューズです。



植物タンニンなめし革や健康を害さない染料など、人と自然に優しいエコロジカル素材を使用しています。

SENSITIV



205731 カリン ストレッチベルクロ Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ/ストレッチ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック、ブラウン
- サイズ:35~42(フレンチ) ●幅:K
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ

ガンターは、デューピングの応用生体力学研究所で専門医の協力のもと、つねに医学的検証を行っています。



くるぶしが当たらない勾配をつけた履き口。

パッドが入れているのでソフトで良くフィットします。パッド付きベロ革。内側面に縫い合わせ部がない作り。足のこすれを防ぎます。

特別に長いカウンター(月型芯)が踵を安定させます。

軽量でフレキシブル。しかも調整が容易なPUソールです。

コルクフットベット(中敷き)は個々の足にフィットする調整が可能です。

厚い足底板でも挿入できる十分な靴内スペース。



甲革はソフトで通気性に富むカーフ。PCPは使用していません。

また、圧迫感を取り除くストレッチ素材デュオフレックスは防菌・防水機能があり洗浄可能です。

ゆびの圧迫を軽減するため先芯を入れてありません。

足のMP部を平らにして個々の足に合わせた調整が容易です。

ドイツ・コンフォートシューズやオーソペディックシューズのパイオニア《ガンター》。このセンシティブ・シリーズは足のトラブルを軽減・保護するとして、国際的な評価を得ています。関節リウマチや糖尿病の方にも有用なオーソペディックシューズです。バリオコンフォートは、外反母趾や開張足などにも適応します。既製靴の

整形外科的な処置は比較的軽症から中等度の足の変形や疼痛に有効とされ、補正・加工によって比較的安価に仕上げることが出来ます。またデザイン的に患者さんが受け入れやすいことも特徴です。バン産商株式会社では各種既製靴の販売・加工ならびに、各種疾患に対応した注文靴も承っております。

SENSITIV

ガンター センシティブ

関節リウマチ、糖尿病の方にも適応しています。趾(ゆび)先にゆとりがあり

シームレスのライニングで負担を軽減。アインラーゲン(注文中敷)の装着が可能なオーソペディックシューズです。

すべてインソールの取外し可能



205711 カリンベルクロ Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック、ブラウン ●サイズ:35~42(フレンチ)
- 幅:K ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



205701 カリンレース Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック、ブラウン ●サイズ:35~42(フレンチ)
- 幅:K ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



205705 カリンレース ストレッチコブラ Ladies' & Men's

- アッパー:カーフ/ストレッチ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:35~42(フレンチ) ●幅:K
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



204741 インゲベルクロ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:2~5.5(UK) ●幅:I
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ
足関節の不安定性を保護



256701 クルトレース Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:6~10(UK) ●幅:K
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ
※ベルクロタイプ(短靴)256711もございます



256771 クルトベルクロ Men's

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:6~10(UK) ●幅:K ★リウマチ、糖尿病
外反母趾、ハンマートウ、足関節の不安定性を保護

VARIO COMFORT

バリオコンフォート

ジャストフィットを **すべてインソールの取外し可能**
お求めの方や魚の目、タコ、足の変形による障害がある方にもお勧めです。アインラーゲン(注文中敷)の装着が可能なオーソペディック調整用シューズです。



209923 カルラ ルイーズ ジップ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:3~5.5 ●幅:K&L
- ★リウマチ、糖尿病、外反母趾、ハンマートウ



201430-0193 メリノ ブラック/ピンク Ladies'

201430-3362 メリノ ブルー/グレー Ladies'

201430-6352 メリノ グレー/グリーン Ladies'

- アッパー:メリノウール ●ソール:ポリウレタン
- サイズ:3.5~5.5



205421 フィオナレース Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:TPU ●カラー:ブラック
- サイズ:2~5.5 ●幅:F ★外反母趾、扁平足



208775 ギサジップ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:マルチブラック(品番208771) ●サイズ:3~6
- 幅:G ★外反母趾、扁平足 ★ローリングソール(アクティブ)



251330 メリノ ブラック/グレー Men's

- アッパー:メリノウール ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:6.5~9 ●幅:H
- ★外反母趾、扁平足



257201 グレグススムース Men's

- アッパー:ナッパ ●ソール:TPU
- カラー:ブラック ●サイズ:6~9 ●幅:G
- ★外反母趾、扁平足



257251 グレグメダリオン Men's

- アッパー:ナッパ ●ソール:TPU
- カラー:ブラック ●サイズ:6~9 ●幅:G
- ★外反母趾、扁平足



256101 エリックレース Men's

- アッパー:ナッパ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック、ブラウン(ブラウンはメーカーから取り寄せ。)
- サイズ:5~10(UK) ●幅:I ★外反母趾、扁平足、凹足



256111 エリックベルクロ Men's

- アッパー:ナッパ ●ソール:ポリウレタン
- カラー:ブラック ●サイズ:5~10(UK) ●幅:I
- ★外反母趾、扁平足、凹足

PODARTIS

ポダルティス

1992年から登場したリスクを抱えた成人の足の治療
糖尿病、リウマチ、手術後の免荷などによる疾患の治療や、リハビリ目的
シニアの方々が抱える症状の治療などに対応するシューズです。

すべてインソールの取外し可能



SA 24471 VIA (ピア) Ladies' & Men's

- カラー:ブラック ●サイズ:35~40(フレンチ)
- ★前足部にストレッチ素材
- ★脱ぎ履きしやすいベルクロタイプ



SD 3471 ポダルティス X-DIAB16 Ladies' & Men's

- カラー:ブラック ●サイズ:36~44(フレンチ)
- ★生体力学的に開発された硬めのリジットロッカーソールにより、荷重を軽減し圧を分散 ★ゆとりのある内部設計
- ★糖尿病足病変二次的予防、リウマチ対応



SR11090 ポダルティス アルペスブルー Ladies

- カラー:ブルー ●サイズ:35~42(フレンチ)
- ★フレキシブルなアウトソール
- ★ヒールピッチ20mm
- ★シームレス構造のライニングと伸縮性のあるアッパー素材



SA 400 ポダルティス デンブロX Ladies' & Men's

- カラー:ブラック ●サイズ:36~44(フレンチ)
- ★前に開く構造のため着脱が容易 ★超軽量
- ★カカトにもベルクロがあり、着脱が容易で調節が可能
- ★伸縮性のあるアッパー ★カカトが安定するカウンター



SA 501・601 ポダルティス デンブロ オープン Ladies' & Men's

- カラー:ブラック
- サイズ:SA501(35~41フレンチ)
SA601(42~44フレンチ)
- ★柔らかいナイロン製アッパー
- ★カカトが安定するカウンター



SR108122 ポダルティス ラファエロダークブラウン Men's

- カラー:ダークブラウン ●サイズ:40~46(フレンチ)
- ★フレキシブルなアウトソール
- ★シームレス構造のライニングと伸縮性のあるアッパー素材



1958年イタリア北部の街ヴェローナにて創業。
美しく、履き心地のよい靴づくりの技術が施されています。
足への優しさや質感に気を配り、厳選したイタリア製素材を使ったコンフォートシューズです。

すべてインソールの取外し可能



26B10 チュニスネロ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足



37B53 ボルネオZ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足



37B19 フェニックスZ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足



37B55 プリストルモカ Ladies'

- アッパー:カーフ ●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラウン
- サイズ:35~40 ●幅:H ★外反母趾、扁平足

pendors[®]

The Stretch Shoe Company
ペドース

米国の靴メーカー「ペドース」は1995年に誕生。ストレッチシューズは **すべてインソールの取外し可能**
1997年にペドースト(米国の国家資格:足装具士)との共同開発から生まれました。

「ペドース」は米国のメディケア(高齢者または障害者向け公的医療保険制度)における糖尿病患者の治療靴として、米国保険適用の条件を満たすシューズです。



NEW

STRETCH

600HXX ペドースハイトップHXX Ladies' & Men's

●カラー:ブラック ●サイズ:7~12(US)
※ハーフサイズはございません



STRETCH

MX600 4E クラシックマックス Ladies' & Men's

●カラー:ブラック ●サイズ:5~12(US)



STRETCH

800XXW ペドースストレッチウォーカー Ladies' & Men's

●カラー:ブラック ●サイズ:6~11.5(US)



800XXWは短下肢装具にも対応しています。
写真はイメージです。→



STRETCH

600X ペドースクラシック Ladies' & Men's

●カラー:ブラック ●サイズ:5~12(US)

作例



伸ばし型(シューストレッチャーやボールなど)とドライヤーを用意します。



伸ばす寸法に合う伸ばし型を選びます。



冷めてから伸ばし型を取り出します。



ドライヤーを当てて温めます。



伸ばす位置に設置します。



伸ばし型を靴に挿入します。

OrthoTECH[®]

オルソテック

治療を促進させる治療靴。整形外科医、スポーツ医、**すべてインソールの取外し可能**
身体運動学者、整形外科靴技術者の協力をもとに製品が開発されています。



71751 スタビル レース Ladies' & Men's

●アッパー:マイクロファイバー
●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
●サイズ:3~9(UK) ※ハーフサイズなし
●幅:H
★インソール取外し可能
★手術後のケア、足関節の固定



71733 リハ スタビル Ladies' & Men's

●アッパー:マイクロファイバー
●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック・ホワイト
●サイズ:3~9(UK) ※ハーフサイズなし
●幅:H
★インソール取外し可能
★脳卒中後のリハビリ、弛緩性麻痺、痙攣性麻痺

71752 スタビル ベルクロ Ladies' & Men's

●アッパー:マイクロファイバー
●ソール:ポリウレタン ●カラー:ブラック
●サイズ:3~9(UK) ※ハーフサイズなし
●幅:H
★インソール取外し可能
★手術後のケア、足関節の固定



Wa!!in

ワリン

free your feet

ワリンはデンマークで75年以上にわたり足と靴に携わってきた

すべてインソールの取外し可能

著名な整形外科靴職人達によって開発された革新的な靴ブランドです。足底の最大圧力を低減させる独自の生体力学的機能(MPRテクノロジー)に基づく設計で、関節や骨への負担を軽減します。



1305-3303 メッシュシルバー

Ladies'

- アッパー:メッシュ/スモース ●カラー:グレー
- サイズ:36~39 ●ソール:ポリウレタン



1303-3101 メッシュブラック ファスナー付き

Ladies'

- アッパー:メッシュ/スモース・サイドジッパー
- カラー:ブラック ●サイズ:36~39/40~44
- ソール:ポリウレタン



1305-3402 メッシュホワイト

Ladies'

- アッパー:メッシュ/スモース ●カラー:ホワイト
- サイズ:36~39 ●ソール:ポリウレタン



1305-3101 メッシュブラック

Ladies'

- アッパー:メッシュ/スモース
- カラー:ブラック ●サイズ:36~39/40~44
- ソール:ポリウレタン



1305-3301 メッシュブラック/ホワイト

Ladies'


- アッパー:メッシュ/スモース ●カラー:ブラック
- サイズ:36~39 ●ソール:ポリウレタン



2302-2102 シュリンクブラック


Men's

- アッパー:シュリンクレザー ●カラー:ブラック
- サイズ:40~44 ●ソール:ポリウレタン



一般的健康靴

ワリンのMPRテクノロジー靴



踵の痛み



最適な圧力分散

ボール部の痛み



ボール部(MP部)の痛み

脚の痛み



足関節の負荷軽減

サイズ換算表

(換算値は目安です)

【Ladies'】

in(UK)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
cm(センチ)	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5

【Men's】

in(UK)	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
cm(センチ)	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5

【Ladies' & Men's 共用】

cn(フレンチ)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
cm(センチ)	22	22.5	23	23.5-24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5

【ベドース】

ベドースサイズ(US)	レディース	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12
	メンズ							6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
足長mm(実寸)		215	219	223	228	232	236	240	245	249	253	257	262	266	270	274



よい足よい靴、楽しい暮らし

バン産商株式会社

Good Foot & Shoe, Happy Life

VAN SAN-SHO, INC.

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-7

TEL.03-3843-6561 FAX.03-3843-6562

E-mail:vss@vansan.co.jp http://www.vansan.co.jp



inquiry(お問い合わせ)



※印刷の都合上、商品カラーは実際と多少異なる場合があります。

※天然素材を使用しているため、色落ちすることがあります。

※予告なく仕様を変更する事や、商品が取扱い中止になる場合があります。ご了承ください。